

Accent[®]



Em sintonia com as suas
necessidades



Segurança e simplicidade são as características chave da cama **Accent**. A cama articulada **Accent** oferece um design simples e adaptável a qualquer tipo de ambiente interior. A **Accent** é uma solução económica que satisfaz a maior parte das necessidades de uma pessoa acamada. Possui funções elétricas, de elevação e articulação do estrado, assim como função de trendelenburg e anti-trendelenburg (opcional). As dimensões do leito asseguram máxima comodidade. Com as cabeceiras, painéis externos para maior discrição dos motores e guardas laterais em tom de faia a cama **Accent** integra-se facilmente em ambientes domiciliários e unidades de cuidados continuados.



Invacare **Accent** com opção de Anti trendelenburg

Económica, fiável e segura

Apesar de ser uma solução muito acessível economicamente a **Accent** é uma cama fiável e segura. Foi concebida com materiais de elevada qualidade e responde à norma de segurança IEC 60601-2-52.

Redução das forças de deslizamento e fricção

As dimensões do leito foram estudadas antropometricamente por forma a responder a vários tamanhos de utilizadores. Aquando da articulação do leito, o utilizador não sente tantas forças de deslizamento e fricção que habitualmente provocam as úlceras e desta forma sente-se mais confortável na posição deitada ou mesmo sentada.

Opções e Características



As guardas de madeira Bella, cor faia, são fornecidas de série com a cama e são muito fáceis de montar.



Comando

Com função de elevação do encosto, articulação dos joelhos, elevação em altura do estrado e trendelenburg.



Pendural

Opção que ajuda o utilizador a reposicionar-se na cama.

Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Medidas Interiores / Exteriores	Medidas Interiores/Exteriores	Regulação em altura	Estrado	Ângulo do encosto	Ângulo dobra dos joelhos	Peso total	Peso max utilizador
Invacare Accent	900 mm / 1020 mm	2240 mm / 2080 mm	400 - 800 mm	800 - 230 - 300 - 670 mm	0 - 70°	0 - 24°	64 kg	SWL 180 kg / 145 kg

	Parte mais pesada	Função de trendelenburg ¹
Invacare Accent	17 kg	11°

1. A opção de Anti trendelenburg/trendelenburg só pode ser ativada sob supervisão médica

NB/ A cama não pode ser utilizada por utilizadores com idade igual ou inferior a 12 anos ou por utilizadores com estatura equivalente a pessoas com idade igual ou inferior a 12 anos.

Cor do chassis e tom da madeira

