

Softform Premier MaxiGlide



Colchón de alto riesgo para evitar fricciones y rozamientos.



El *Invacare Softform Premier Maxi Glide* ofrece al usuario una reducción de presiones excepcional y un máximo nivel de confort y soporte, mientras que la base del colchón se ajusta de manera independiente a la estructura del somier articulado, reduciendo el riesgo de fricciones y rozamientos.



Glide: un mecanismo único

El único y patentado sistema Glide permite al colchón adaptarse perfecta y simultáneamente al paciente y al somier, optimizando las propiedades de una cama articulada. Esto reduce significativamente las fricciones y rozamientos, especialmente en los talones y el sacro, donde se desarrollarían escaras en pacientes que utilicen un colchón de espuma más estático.

Características y Opciones




Cremallera con solapa protectora

Reduce el riesgo de filtración de líquidos, la cremallera permite separar fácil y completamente la parte superior de la funda, para lavarla o realizar inspecciones del colchón.



Funda bi-elástica, impermeable y transpirable

Provee un recubrimiento excepcional y máxima durabilidad. Sellada con alta frecuencia (no cosida) para evitar filtraciones y contaminación de la espuma.



Prevención de úlceras por presión

Además del mecanismo Glide patentado, el colchón ofrece una superficie de espuma cortada especialmente diseñada para reducir presiones, de esta forma aporta mayor soporte y absorbe eficientemente las presiones, evitando la formación de úlceras por presión.

Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web www.invacare.es

Ancho	Largo	Altura	Peso total	Peso máx. usuario	Limpieza	Normativa aplicada:
						Estándar Europeo: Espuma interior: BS 5852 Crib 5 Funda: BS 7175 Crib 5
880 mm	1970 mm	152 mm	13 kg	247 kg	80°	Densidad y Dureza : Espuma Rosa : 38-40 Kg/m 105-135 N Espuma Azul : 38-40 kg/m 180-200 N

Color

Azul Báltico



* La atención de enfermería es fundamental en la prevención de úlceras por presión. Este colchón contribuirá positivamente al resultado de un plan de cuidado y prevención de úlceras por presión. Educación, juicio clínico y planificación de acciones basadas en la vulnerabilidad son factores fundamentales en la prevención de las úlceras por presión. Se pueden utilizar diferentes escalas de evaluación como un método formal de evaluación del riesgo de desarrollar úlceras por presión, y debería utilizarse siempre en conjunto con una evaluación informal (juicio de experiencia y conocimiento de enfermería). La evaluación informal se considera de gran importancia y valor clínico.

Captura este el código QR y visualiza el funcionamiento del **Softform MaxiGlide**.

