



El colchón Essential Care es una superficie de redistribución de presiones, diseñado para cuidados domiciliarios e institucionales. Es una superficie de espuma cortada que provee una solución con una relación de costo y efectividad alta para cumplir con las necesidades individuales de pacientes con nivel de riesgo de desarrollo de escaras "En Riesgo / Alto Riesgo"^{1/2}.

- Cortes en la espuma redondeados y acanalados.
- Funda de poliuretano, multi elástica, vapor permeable e impermeable.
- Cremallera de 3 lados para facilidad de limpieza e inspección.
- Material ignífugo.

Medidas	Peso máx. usuario	Código	Densidad nominal [kg/m ³]	Limpieza	Peso producto
195 x 88 x 15cm	140kg	1626731	32-34	80°	8 Kg
195 x 88 x 12cm	110kg	1626721	32-34	80°	6 Kg

