



El colchón Essential Visco es una superficie de redistribución de presiones, diseñado para cuidados domiciliarios, institucionales y cuidados críticos. Este colchón se caracteriza por la sección superior de espuma viscolástica de alta densidad, que se amolda al cuerpo del usuario cumpliendo con las necesidades individuales de pacientes con nivel de riesgo de desarrollo de escaras "En Riesgo / Alto Riesgo"^{1/2}.

- Capa superior de espuma visco elástica.
- Funda de poliuretano, multi elástica, vapor permeable e impermeable.
- Cremallera de 3 lados para facilidad de limpieza e inspección.
- Base de espuma sólida como base de la sección de Visco.
- Material ignífugo.

Medidas	Peso máx. usuario	Código	Densidad nominal [kg/m ³]	Limpieza	Peso producto
195 x 88 x 15cm	140kg	1626726	32-34 Visco 48-52	80°	15 Kg
195 x 88 x 12cm	110kg	1626715	32-34 Visco 48-52	80°	13 Kg



Sección de Visco para amoldarse al cuerpo del usuario.

1. La atención de enfermería es fundamental en la prevención de úlceras por presión. Este colchón contribuirá positivamente al resultado de un plan de cuidado y prevención de úlceras por presión. Educación, juicio clínico y planificación de acciones basadas en la vulnerabilidad son factores fundamentales en la prevención de las úlceras por presión. Se pueden utilizar diferentes escalas de evaluación como un método formal de evaluación del riesgo de desarrollar úlceras por presión, y debería utilizarse siempre en conjunto con una evaluación informal (juicio de experiencia y conocimiento de enfermería). La evaluación informal se considera de gran importancia y valor clínico.
2. La categoría de riesgo está basada en la Escala de Waterlow.

Normativas aplicadas : EN 597-1 Cigarrillo, BS EN 597-2 Cerilla y BS 7177: Crib fuente 5 : resistencia al fuego.