

# Softform Premier MaxiGlide



Colchão preventivo de úlceras por pressão indicado para utilizadores com muito elevado risco



O colchão *Invacare* **Softform Maxi Glide** é um colchão para camas hospitalares com estrado elétrico que oferece uma redução de pressão excepcional e excelente conforto ao utilizador. Quando a cama é articulada para responder da melhor forma à ergonomia do utilizador, o mecanismo de deslize patenteado do colchão **Softform Maxi Glide** oferece proteção ao utilizador adaptando a camada superior ao utilizador enquanto a camada inferior acompanha os movimentos do estrado. Desta forma o utilizador não sofre danos na pele resultantes de forças de fricção e deslizamento, mais particularmente nas áreas mais vulneráveis de aparecimento de úlceras.

**Indicado para utilizadores com muito elevado risco de aparecimento de úlceras de pressão ou igual a 20+ na escala de Waterlow.**



## Características




### Fecho protegido

As costuras do fecho soldadas em vez de cosidas assim como a capa superior que cobre o fecho a toda a volta reduz o risco de infiltrações de líquidos.



### Capa bi-elástica

Macia, maleável e de elevada resistência. A bi-elasticidade da capa reduz os efeitos de fricção.



Em adição ao mecanismo patenteado de deslize Glide, a superfície recortada aos cubos oferece uma excepcional redução dos pontos de pressão e previne o desenvolvimento de úlceras de pressão.


### Um mecanismo de deslize único

O mecanismo de deslize patenteado Glide permite que o colchão se adapte na perfeição ao utilizador e ao estrado da cama, otimizando as vantagens de uma cama articulada elétrica.

Alivia de uma forma eficaz os efeitos de fricção e pressões, mais significativamente nos calcanhares e no sacro, onde em geral se desenvolvem úlceras com mais frequência.

## Dados técnicos

**Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.**



**Softform Premier MaxiGlide**

Normas standards europeias :  
Espuma interior: BS 5852 Crib 5,  
Capa: BS 7175 Crib 5

## Cor

Azul

